

Subdermale Nadelelektroden EMG


Nadelelektroden zum Einmalgebrauch

Subdermal Nadelelektroden bieten die einfachste und zugleich zuverlässigste Methode zur Ableitung von EMG-Signalen. Motorische Nerven (wie z.B. N.Facialis) können somit über die entsprechende Zielmuskulatur intraoperativ sicher überwacht werden.

Électrodes-aiguilles sous-cutanées EMG

Électrodes-aiguilles à usage unique

Les électrodes-aiguilles sous-cutanées sont la méthode la plus simple et la plus fiable pour enregistrer les signaux EMG. Les nerfs moteurs (p. ex le nerf facial) peuvent ainsi être surveillés pendant toutes les interventions chirurgicales de façon sûre via le système musculaire correspondant.



Art. Nr. 50-5510

Nadelelektroden 3-er Set, 20 mm
1-Kanal EMG
Steril verpackt P/10

Art. Nr. 50-5512

Nadelelektroden 3-er Set, 13 mm
1-Kanal EMG
Steril verpackt P/5

Réf. 50-5510

Kit de 3 électrodes-aiguilles, 20 mm
EMG 1 canal
Emballage stérile P/10

Réf. 50-5512

Kit de 3 électrodes-aiguilles, 13 mm
EMG 1 canal
Emballage stérile P/5